Prüfnachweis für Lungenautomat Dräger

Stand:	12/2022

Lungenautomat:	In Dienst gestellt:	Nächste Prüfung		Nächster Membran-	Nächste Grund- überholung	
Hersteller/Typ:	Baujahr:					Wechsel
Eigentum von:	Fahrzeug/Lagerort:					

Datum der Prüfung	Grund der Prüfung	und get	ereinigt, fiziert crocknet prüfung	Niederdruck- Dichtheit + 7,5 mbar oder - 7,5 mbar ≤ 1 mbar/Min	Dichtheitprüf Dosierventil 0,0 mbar Druckänderung 8,0 mbar/Min	Nur LA Normaldruck Öffnungsdruck -0,5 bis -3,5 mbar	<u>Nur</u> LA Überdruck Statischer Überdr. 1,0 – 3,9 mbar	Folgende Teile wurden erneuert	Unterschrift des Prüfers